

# LinkFar® Lancet

## Lancetas de Seguridad PA II

# Linkfar



Reg. Sanitario  
No. 0147C2021SSA

PRESENTACIÓN	FLUJO	COLOR	EMPAQUE
21 G / 2.2 mm	● ● ●	Yellow	100 pzs
23 G / 2.2 mm	● ● ●	Green	100 pzs
28 G / 1.8 mm	● ●	Pink	100 pzs

### PROCEDIMIENTO

- Localice el área de punción.
- Coloque la lanceta en el área de punción.
- Presione para realizar la punción.

### DESCRIPCIÓN

Esta **Lanceta de Seguridad** se activa a presión para la toma de muestras de sangre capilar. con un diseño ergonómico para un fácil manejo.

- Activada por presión
- La aguja está completamente protegida antes y después de su uso
- La aguja es retractil
- Resortes dobles dentro del cuerpo de la lanceta
- Punta de aguja triple bisel



**CORPORINTER  
S.A. DE C.V.**

[corporinter.com](http://corporinter.com)

#### ESTABLECIMIENTO

Prolongación Avenida Tepeyac No. 110, Sec. A,  
Colonia Paraíso del Colli, CP.45069, Zapopan, Jalisco, México.

AVISO PUBLICIDAD COFEPRIS  
INTERNET 223300202C4225

Versión MKT-DP-1361-CENSIDA-001 22-09-2023

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento, así como su almacenamiento por ningún medio.